

RESCATE Y EMERGENCIA

BOLSO BOTIQUÍN

PRIMEROS AUXILIOS

RL303

Bolso RL303 para primeros auxilios compacto y de gran capacidad, diseñado para organizar insumos y acceder a ellos con rapidez durante emergencias. Incorpora estuche interior extraíble para clasificar materiales pequeños y una apertura perimetral que facilita la visualización del contenido.



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- **Lona plastificada antidesgarro:** resistencia superior a la abrasión y a salpicaduras; interior de fácil limpieza.
- **Estructura semi-rígida y acolchada:** mantiene la forma, protege el contenido y facilita el orden.
- **Organización modular:** compartimiento principal + estuche interior con ventana transparente para identificación inmediata.
- **Acceso rápido:** cierre perimetral reforzado con costuras ribeteadas en todo el contorno.
- **Portabilidad cómoda:** manilla superior y correa lateral ajustable con hebilla.
- **Alta visibilidad exterior:** color rojo con aplique de “estrella de la vida” en el frente.
- **Ribeteado y costuras** reforzadas en puntos de tensión para mayor durabilidad.



RESCATE Y EMERGENCIA
BOLSO BOTIQUÍN
PRIMEROS AUXILIOS

RL303

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




SECCIÓN	ESPECIFICACIÓN
Descripción	BOLSO BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS
Código	RL303
Peso producto	1,2 kg
Dimensiones del bolso	29 cm (ancho) × 23 cm (alto) × 17 cm (largo)
Volumen útil aprox.	11,3 L (cálculo volumétrico)
Estuche interior	20,5 cm (ancho) × 16 cm (alto) × 7 cm (largo), ventana transparente
Volumen estuche aprox.	2,3 L
Material exterior	Lona plastificada antidesgarro
Estructura	Paneles semi-rígidos con acolchado perimetral
Forro interior	Superficie lavable y desinfectable
Apertura	Cierre perimetral tipo "U" reforzado
Transporte	Manilla superior + correa lateral ajustable con herraje pvc
Terminaciones	Costuras ribeteadas en contorno y refuerzos en puntos de tensión
Color	Rojo (estuche interior negro con ventana transparente)
Incluye	Bolso RL303 + estuche interior (no incluye insumos)
Procedencia	Chile
Marca	RescateLife
Garantía	6 meses



RESCATE Y EMERGENCIA
BOLSO BOTIQUÍN
PRIMEROS AUXILIOS

RL303

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



- Retira el contenido y limpia con paño suave y jabón neutro o desinfectante compatible con PVC (p. ej., amonio cuaternario o alcohol $\leq 70\%$).
- Seca completamente a la sombra y guarda con el cierre abierto para ventilar.
- Si el cierre ofrece resistencia, aplicar lubricante de silicona para cierres.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- No sobrecargar ni forzar el cierre; distribuye el peso para evitar deformaciones.
- Mantén objetos punzantes protegidos dentro de fundas o estuches.
- Almacena lejos de fuentes de calor y de la radiación solar directa prolongada.
- Revisa periódicamente costuras, tiradores y estado del material; repón insumos vencidos.
- Guardar el bolso identificado y en un lugar de fácil acceso para el equipo.

