

LÍNEA EQUIPO MÉDICO

GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO

DIECO-GEL, BIDÓN 4LT + DISP 250CC

RLMED1508

El gel conductor ultrasonido Dieco-Gel de 4 litros con recarga de 250 cc es un medio de contacto eficiente y seguro, diseñado para facilitar el deslizamiento de sondas y transductores en procedimientos médicos. Su fórmula acuosa e hipoalergénica asegura una aplicación suave sin dañar equipos ni dejar residuos, ideal para ecografías, fisioterapia y otros tratamientos ultrasónicos.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS:

- Presentación:** Bidón de 4 litros con práctico dispensador de 250 cc.
- Composición:** Gel conductor acuoso e incoloro, no grasoso, fácil de limpiar.
- Propiedades funcionales:** Facilita el deslizamiento de transductores sin dañar los equipos. Hipoalergénico, seguro para todo tipo de piel.
- No deja residuos** ni manchas en la piel o ropa.
- Usos recomendados:** Procedimientos de ultrasonido, fisioterapia, ginecología y obstetricia.
- Vida útil:** 36 meses desde la fabricación.
- Almacenamiento:** Conservar en su envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y seco.




LÍNEA EQUIPO MÉDICO

GEL CONDUCTOR ULTRASONIDO

DIECO-GEL, BIDÓN 4LT + DISP 250CC

RLMED1508

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA



- Guardar bien cerrado, en lugar fresco y seco, lejos de calor y luz directa.
- Mantener limpio el dispensador de 250 cc - Rellenar desde el bidón en condiciones higiénicas.
- No mezclar con otros geles o soluciones.
- Revisar aspecto antes de usar - Descartar si hay cambio de color/olor o separación de fases.
- Limpiar el transductor según protocolo del fabricante después de cada uso.

CUIDADOS Y RECOMENDACIONES



- Usar una capa uniforme de gel, evitando burbujas para un buen acoplamiento.
- Aplicar la cantidad necesaria - Retirar el excedente al finalizar el procedimiento.
- Compatible con ecografías, fisioterapia y Gyn/Obs - Verificar compatibilidad con el equipo según el fabricante.
- Para procedimientos con campo estéril, usar gel estéril específico.
- Rotar inventario siguiendo FIFO y respetar vida útil (36 meses) indicada en la etiqueta.

