

MANTA DE TRANSFERENCIA L

Uso Clínico y Domiciliario • Peso máximo hasta 150 kg



Multiusos

Plegable

Correas Reforzadas

Doble tela Oxford



VER EN LA WEB

Fabricación Nacional

RescateLife

WWW.RESCATELIFE.CL

Manta Transferencia L


Disponible 3 tamaños (S, M y L)

DESCRIPCIÓN

Nuestra Camilla de Emergencia Plegable, una solución rápida y eficaz para traslados y movimientos de pacientes con poca o nula movilidad, además es ligera de transportar y fácil de ejecutar, especial para traslados en situaciones de emergencias

La Manta de Transferencia de pacientes, es un dispositivo utilizado en el ámbito médico para ayudar a movilizar a pacientes con dificultades para moverse por sí mismos. Estas mantas están diseñadas para ser colocadas debajo del cuerpo del paciente y permitir que los cuidadores o profesionales de la salud lo levanten y trasladen con mayor facilidad y seguridad.


Dimensiones	180 x 80 cm
Peso Máximo	150 kg aprox
Código	RL463



Bolso de Transporte

Diseñada con doble tela Oxford reforzada, combinación entre algodón y poliéster, de material suave, ligero y lavable. Posee un acolchado de Napa de 20 mm de espesor en su interior. Presentación en 3 tallas, Talla S (130 x 70 cms) , Talla M (160 x 80 cms) , Talla L (180 x 80 cms) . Cuenta asas que facilitan el agarre y la manipulación del paciente.

Estas mantas son especialmente útiles para pacientes con movilidad reducida debido a lesiones, cirugías, o enfermedades crónicas. Permiten a los cuidadores o profesionales de la salud mover al paciente de la cama a una silla de ruedas, a una camilla, o a otro lugar, sin tener que levantar al paciente directamente, lo que reduce el riesgo de lesiones para el paciente y el cuidador.



Es importante tener en cuenta que el uso de una manta de transferencia debe ser supervisado por un profesional de la salud capacitado, ya que un uso incorrecto puede causar lesiones al paciente o al cuidador. Además, es importante asegurarse de que la manta esté en buenas condiciones y que se sigan las instrucciones de limpieza y mantenimiento del fabricante para garantizar su eficacia y seguridad.

Productos Relacionados



TABLA TRANSFERENCIA
Plegable
Código **RL336**




TABLA TRANSFERENCIA
Corta
Código **RL337**